

TUM - TRIAGEM URINÁRIA MÍNIMA PARA ERROS INATOS

Finalidade

A triagem urinário mínima para EIM é composta de um conjunto de determinações qualitativas de aminoácidos na urina. Esta abordagem constitui o passo inicial de investigação dos erros inatos do metabolismo mais comuns.

A interpretação do resultado destes testes deve ser realizada em conjunto com o quadro clínico do paciente, tendo em vista a possibilidade de reações falso positivas e falso negativas.

Material

Urina Isolada

Preparo

- Jato médio da 1ª urina da manhã e/ou urina com o mínimo de 4 horas de retenção urinária.
- Fazer higiene local com água e sabão, secar, desprezar o 1º jato e coletar o jato do meio.
- Utilizar frasco âmbar para coleta.
- Volume mínimo 30mL.
- Devido a estabilidade do exame o mesmo só é realizado na central, de segunda a sexta até as 13:30.