

# TPA - TESTE DO PEZINHO AMPLIADO

## Finalidade

Este perfil equivale aos exames: Fenilalanina (PKU) quantitativo, TSH neonatal, Hemoglobinopatias, Aminoácidos cromatografia qualitativa, T4 neonatal, 17 OH Progesterona neonatal, Tripsina neonatal, Biotinidase neonatal.

## Material

PAPEL FILTRO

## Preparo

- Intervalo máximo entre as mamadas.
- Colher preferencialmente entre 3º e o 30º dia de vida e, no máximo, até o 90º dia.
- Coletar antes do 3º dia de vida apenas caso exista solicitação médica.
- Caso o recém-nascido tenha recebido transfusão sanguínea, recomenda-se aguardar, no mínimo, 120 dias para a coleta da triagem neonatal para hemoglobinopatias e galactosemia (particularmente G1FUT). Sugere-se aguardar, no mínimo, 10 dias para biotinidase, Tripsina, TSH e fenilalanina. Para os demais analitos, o tempo ideal para a coleta não está bem estabelecido e deve-se colher conforme a orientação médica.